

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Sfrp5 토끼 다클론 항체 - Q5T4F7

품목 번호: CM0021966

소개

인간 SFRP5(SARP3, FRP-1b)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. Wnt 신호전달 및 발생 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	SFRP5 토끼 pAb
비고/별칭	SARP3; SFRP5
종	인간
GeneID (인간)	6425
GeneID	6425
면역원	인간 SFRP5(NP_003006.2)의 아미노산 30-317에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
동물종	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q5T4F7
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스팩