

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Sfrs9 토끼 다클로날 항체 - Q13242

품목 번호: CM0013054

소개

인간 스플라이싱 인자 SFRS9 (SRp30c)에 대한 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB), 면역형광법(IF/ICC) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스 SFRS9를 모두 검출합니다. 대안 스플라이싱 및 유전자 발현 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SFRS9 Rabbit pAb
비고/별칭	SFRS9; SRp30c
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	8683
유전자 ID	8683
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q13242
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스 백(Ice bag)