

Wb 및 Elisa용 항-Sfswap 토끼 다클론 항체 - Q12872

품목 번호: CM0021659



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증된 항-SFSWAP 토끼 다클론 항체입니다. 대체 스플라이싱 조절인자인 인간 스플라이싱 인자 SFSWAP(SWAP/SFRS8)을 표적으로 합니다. 재조합 면역원이며 RNA 처리 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SFSWAP 토끼 pAb
비고/별칭	SWAP, SFRS8, SFSWAP
종	인간
유전자 ID (인간)	6433
유전자 ID	6433
면역원	인간 SFSWAP(NP_004583.2)의 아미노산 170-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q12872
단백질 분자량	105kDa
배송 방법	아이스 팩