

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Sftpa1 폴리클로날 항체 - Q8Iwl2

품목 번호: CM0029317

소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 고품질의 anti-SFTPA1 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 폐 계면활성제 연구, 병원체 인식 연구 및 폐 포단단백증에 이상적입니다. 선천성 면역 및 폐 기능 연구를 위한 신뢰할 수 있는 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SFTPA1 Rabbit pAb
비고/별칭	SPA, ILD1, PSAP, PSPA, SP-A, SPA1, PSP-A, SFTP1, SP-A1, COLEC4, SFTPA1B, SP-A1 beta, SP-A1 delta, SP-A1 gamma, SP-A1 epsilon, SFTPA1
종(Species)	Human
GeneID (Human)	653509
GeneID	653509
면역원(Immunogen)	인간 SFTPA1 (NP_005402.3)의 아미노산 122-221 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q8IWL2
단백질 분자량	26kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)