

Anti-Sftpa1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - Q8Iwl2/Q8Iwl1

품목 번호: CM0024061

소개

인간 SFTPA1에 대한 Rabbit polyclonal antibody로 Western blot에서 검증되었습니다. Rat과 교차 반응합니다. 폐 계면활성제, 선천성 면역, 호흡기 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SFTPA1 Rabbit pAb
비고/별칭	SPA; ILD1; PSAP; PSPA; SP-A; SPA1; PSP-A; SFTPI; SP-A1; COLEC4; SFTPA1B; SP-A1 beta; SP-A1 delta; SP-A1 gamma; SP-A1 epsilon; SFTPA1
종	인간
GeneID (Human)	653509/729238
GeneID	653509/729238
면역원	재조합 단백질: 인간 SFTPA1 (NP_001158116.1)의 아미노산 100-248에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용	WB
교차 반응성	랫드
SWISS	Q8IWL2/Q8IWL1
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스팩