


Wb, Ihc, If, Elisa용 Anti-Sftpc 토끼 다클로날 항체 - P11686

품목 번호: CM0020357



소개

WB, IHC, IF 및 ELISA용 인간 SFTPC (폐표면활성단백질 C)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 21 kDa. 폐 질환 연구 및 IVD 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SFTPC Rabbit pAb
비고/별칭	SP5; SP-C; PSP-C; SFTP2; SMDP2; BRICD6; SFTPC
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	6440
유전자 ID	6440
항원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 SFTPC (NP_003009.2)의 아미노산 59-197에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P11686
단백질 분자량	21kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)