


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Sftpc Rabbit Polymab® - P11686

품목 번호: CM0008894



소개

인간 SFTPC(계면활성제 단백질 C)에 대한 고특이성 토끼 재조합 단클론 항체입니다. WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 분자량 21 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SFTPC Rabbit PolymAb®
비고/별칭	SP5; SP-C; PSP-C; SFTP2; SMDP2; BRICD6
종	인간
유전자 ID(인간)	6440
면역원	합성 펩타이드 인간 SFTPC(NP_003009.2)의 아미노산 91-190번 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
유래	토끼
분류	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P11686
단백질 중량	21kDa
배송	아이스팩