

## Anti-Sftpd (서펙턴트 단백질 D) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P35247

품목 번호: CM0007366



### 소개

인간 SP-D를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, Western blot 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 폐 선천성 면역 및 서펙탄트 생물학 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                       |
|-------------|-----------------------------------------|
| 제품명         | SFTPD Rabbit mAb                        |
| 비고/별칭       | SP-D; PSP-D; SFTP4; COLEC7; SFTPD       |
| 종           | 인간                                      |
| GeneID (인간) | 6441                                    |
| GeneID      | 6441                                    |
| 면역원         | 합성 펩타이드 - 인간 서펙턴트 단백질 D/SP-D 유래 합성 펩타이드 |
| 원천          | 토끼                                      |
| 카테고리        | 단일클론 항체                                 |
| 응용 분야       | WB, ELISA                               |
| 교차 반응성      | 마우스, 쥐                                  |
| SWISS       | P35247                                  |
| 단백질 분자량     | 38kDa                                   |
| 배송          | 아이스백                                    |