

Wb 및 Elisa용 Anti-Sfxn1 토끼 다클로날 항체 - Q9H9B4

품목 번호: CM0014195

소개

이 토끼 다클로날 항체는 일탄소 대사에 필수적인 미토콘드리아 세린 수송체인 인간 SFXN1을 표적으로 합니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 아미노산 수송 및 미토콘드리아 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SFXN1 Rabbit pAb
비고/별칭	TCC; SLC56A1; SFXN1
종	Human
유전자 ID (인간)	94081
유전자 ID	94081
면역원	인간 SFXN1 (NP_073591.2)의 아미노산 87-322에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9H9B4
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스 팩