

Wb 및 Elisa용 항-Sfxn2 토끼 다클론 항체 - Q96Nb2

품목 번호: CM0020882

소개

CamelBio의 항-SFXN2 토끼 다클론 항체는 WB와 ELISA에서 36kDa SFXN2 단백질을 검출하며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성이 있습니다. 미토콘드리아 세린 수송 및 철 항상성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SFXN2 토끼 pAb
비고/별칭	SLC56A2; SFXN2
종	인간
유전자ID (인간)	118980
유전자ID	118980
면역원	인간 SFXN2 (NP_849189.1)의 아미노산 10-90에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96NB2
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백