

Anti-Sfxn3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Bwm7

품목 번호: CM0017214

소개

사이더플렉신-3(SFXN3)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, 미토콘드리아 세린 수송체입니다. 일탄소 대사 및 미토콘드리아 수송 연구에서 WB 및 ELISA 적용에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SFXN3 Rabbit pAb
비고/별칭	SFX3; SLC56A3; BAI08L7.2; SFXN3
종	인간
유전자 ID (인간)	81855
유전자 ID	81855
면역원	재조합 단백질 인간 SFXN3 (NP_112233.2)의 아미노산 1-80에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9BWM7
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백