

Anti-Sgcb (Beta-Sarcoglycan) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q16585

품목 번호: CM0029189

소개

인간 SGCB(베타-사코글리칸)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스 및 래트를 인식합니다. 근이영양증 연구에서 사코글리칸 복합체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SGCB Rabbit pAb
비고/별칭	A3b; SGC; LGMD2E; LGMDR4; SGCB
종	인간
GeneID (Human)	6443
GeneID	6443
면역원	제조항 단백질: 인간 SGCB (NP_000223.1)의 아미노산 94-318에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 용합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q16585
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백