

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Sgk1 다클론 항체 - O00141

품목 번호: CM0013455



소개

인간 SGK1(혈청/글루코코르티코이드 조절 키나아제 1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 이온 채널 조절 및 스트레스 반응 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SGK1 토끼 pAb
비고/별칭	SGK; SGK1
종	인간
GeneID (인간)	6446
GeneID	6446
면역원	인간 SGK1 (NP_005618.2)의 아미노산 172-431에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스, 쥐
SWISS	O00141
단백질 분자량	49kDa
배송 방법	아이스 팩