


Wb, Elisa용 Anti-Sgk3 폴리클로날 항체 - Q96Br1

품목 번호: CM0026687



소개

인간 SGK3 (CISK/SGKL)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 인간 및 마우스와 반응합니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 적합합니다. 타겟은 이온 채널과 세포 성장을 조절하는 세린/트레오닌 키나제입니다. 57 kDa 밴드가 검출됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SGK3 Rabbit pAb
비고/별칭	CISK; SGK2; SGKL; SGK3
종	Human
GeneID (Human)	23678
GeneID	23678
면역원	재조합 단백질 인간 SGK3 (NP_037389.4)의 아미노산 1-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q96BR1
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스 팩