

## Wb, Elisa용 Anti-Sglt1 Rabbit Monoclonal Antibody - P13866

품목 번호: CM0011538



### 소개

인간 SGLT1 (나트륨/포도당 공동수송체 1)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 예측 분자량은 73 kDa입니다. 대사 및 수송 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 제품명         | SGLT1 Rabbit mAb                                       |
| 비고/별칭       | NAGT; SGLT1; SGLT-1; D22S675                           |
| 종           | 인간                                                     |
| GeneID (인간) | 6523                                                   |
| GeneID      | 6523                                                   |
| 면역원         | 인간 SGLT1 (NP_000334.1)의 아미노산 323-422 서열에 해당하는 합성 펩타이드. |
| 원천          | 토끼                                                     |
| 범주          | 단일클론 항체                                                |
| 응용 분야       | WB, ELISA                                              |
| 교차 반응성      | 인간                                                     |
| SWISS       | P13866                                                 |
| 단백질 분자량     | 73kDa                                                  |
| 배송          | 아이스백                                                   |