

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Sgms1 토끼 다클론 항체 - Q86Vz5

품목 번호: CM0021446

소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 고품질 SGMS1 토끼 다클론 항체입니다. 사람 및 랫드 샘플과 반응합니다. 스팅고미엘린 합성, 골지체 연구 및 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SGMS1 토끼 pAb
비고/별칭	MOB; MOBI; SMS1; TMEM23; hmob33; SGMS1
종	사람
GeneID (사람)	259230
GeneID	259230
면역원	사람 SGMS1(NP_671512.1)의 아미노산 1-134에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 랫드
SWISS	Q86VZ5
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스팩