


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Sgol1 토끼 다클론 항체 - Q5Fbb7

품목 번호: CM0022462



소개

SGOL1 토끼 pAb(다클론, 토끼, WB/IF/ICC/ELISA, 사람/생쥐/쥐)는 핵심 유사분열 응집 조절 단백질인 슈고신 1(Q5FBB7)을 표적으로 합니다. CamelBio의 IVD 연구 및 검사 개발용 제품입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	SGOL1 토끼 pAb
비고/별칭	SGO; CAID; SGOL1; NY-BR-85
종	사람
유전자ID (사람)	151648
유전자ID	151648
면역원	사람 SGOL1 (NP_612493.1)의 아미노산 10-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	Q5FBB7
단백질 분자량	64kDa
배송	아이스팩