

## Wb, If, Ihc, Elisa용 항-Sgpl1 토끼 단일클론 항체 - O95470

품목 번호: CM0009714



### 소개

WB, IF, IHC-P, ELISA용 토끼 단일클론 항-SGPL1 항체. 인간, 마우스, 랫드 SGPL1(64kDa)을 인식합니다. �핑고지질 대사, 세포사멸 및 지질 항상성 연구에 필수적입니다. 아이스 포장으로 배송됩니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                            |
|-------------|----------------------------------------------|
| 제품명         | [KD 검증 완료] SGPL1 토끼 단일클론 항체                  |
| 비고/별칭       | SPL; SIPL; NPHS14                            |
| 종           | 인간                                           |
| GeneID (인간) | 8879                                         |
| GeneID      | 8879                                         |
| 면역원         | 합성 펩타이드(인간 SGPL1의 아미노산 301-400, NP_003892.2) |
| 항체 생산 동물    | 토끼                                           |
| 분류          | 단일클론 항체                                      |
| 적용 분야       | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA               |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 랫드                                  |
| SWISS       | O95470                                       |
| 단백질 분자량     | 64kDa                                        |
| 배송          | 아이스팩                                         |