

Anti-Sgpl1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - 095470

품목 번호: CM0015790



소개

인간 SGPL1(스핑고신-1-인산 리아제 1)에 대한 토끼 폴리클로날 항체. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 랫트와 반응. 지질 대사 및 세포사멸 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SGPL1 Rabbit pAb
비고/별칭	SPL; S1PL; NPHS14; SGPL1
종	인간
GeneID (Human)	8879
GeneID	8879
면역원	인간 SGPL1 (NP_003892.2)의 아미노산 60-390에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	O95470
단백질 분자량	64kDa
배송	아이스백