

Wb 및 Elisa용 항-Sgsh 토끼 다클론 항체 - P51688

품목 번호: CM0028373



소개

인간 SGSH(N-설포글루코사민 설포히드롤라제)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응성을 가집니다. 리소좀 축적병 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SGSH 토끼 pAb
비고/별칭	HSS; SFMD; MPS3A; SGSH
종	인간
유전자 ID	6448
면역원	인간 SGSH(NP_000190.1)의 아미노산 273-502에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P51688
단백질 분자량	57kDa
배송 방식	아이스 팩