


Anti-Sgta Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - O43765

품목 번호: CM0029984



소개

Western blot, IF/ICC 및 ELISA 응용 분야에서 검증된 Anti-SGTA Rabbit Polyclonal Antibody입니다.

단백질 품질 관리 및 꼬리 고정 단백질 삽입에 관여하는 인간 SGTA 공동 샤페론을 표적으로 합니다. 연구용으로 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SGTA Rabbit pAb
비고/별칭	SGT; Vpu; SGT1; hSGT; alphaSGT; SGTA
종	인간
GeneID (Human)	6449
면역원	재조합 단백질 인간 SGTA (NP_003012.1)의 아미노산 1-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O43765
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백