


Anti-Sh2D1A 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - O60880

품목 번호: CM0014322



소개

Western blot(WB), 면역형광/면역세포화학(IF/ICC) 및 ELISA 검증을 거친 SH2D1A 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스 샘플의 내인성 수준을 검출합니다. 14kDa 크기의 세포질 어댑터인 SLAM 관련 단백질(SAP)을 표적으로 하며, NK 세포 및 면역 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SH2D1A 토끼 pAb
비고/별칭	LYP, SAP, XLP, DSHP, EBVS, IMD5, XLPD, MTCPI, XLPD1, SAP/SH2D1A, SH2D1A
종	인간
유전자 ID	4068
면역원	인간 SH2D1A의 1-128 아미노산 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_002342.1).
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O60880
단백질 무게	14kDa
배송	아이스팩