


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Sh3Bgrl 다클론 항체 - O75368

품목 번호: CM0022081



소개

인간 SH3BGR1 어댑터 단백질에 대한 토끼 다클론 항체. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 번역 조절 및 유비퀴틴화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	설명
제품명	SH3BGR1 토끼 pAb
비고/별칭	SH3BGR; HEL-S-115; SH3BGR1
종	인간
GeneID (인간)	6451
GeneID	6451
면역원	인간 SH3BGR1 (NP_003013.1)의 아미노산 1-114에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O75368
단백질 분자량	13kDa
배송 방식	아이스 팩