


Wb, Elisa용 Anti-Sh3Bp2 다클론 항체 - P78314

품목 번호: CM0017191



소개

인간 SH3BP2(3BP2)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증되었으며, 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 재조합 면역원이 신호 전달 연구에서 SH3 도메인 결합 단백질 2를 특이적으로 인식하도록 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SH3BP2 토끼 pAb
비고/별칭	3BP2; CRBM; CRPM; 3BP-2; RES4-23; SH3BP2
종	인간
GeneID (인간)	6452
면역원	인간 SH3BP2(NP_001116153.1)의 아미노산 392-561에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P78314
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스팩