

Anti-Sh3GL1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q99961

품목 번호: CM0027225

소개

인간 SH3GL1(Endophilin-A2)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론 항체. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 인간, 마우스, 래트, 원숭이에 대한 교차 반응성을 가짐. 세포내이입 및 막 수송 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SH3GL1 Rabbit pAb
비고/별칭	EEN; CNSA1; SH3P8; SH3D2B; SH3GL1
종	인간
유전자 ID (인간)	6455
유전자 ID	6455
면역원	인간 SH3GL1 (NP_003016.1)의 아미노산 219-368에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 원숭이
SWISS	Q99961
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백