


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Sh3GL2 폴리클로날 항체 - Q99962

품목 번호: CM0026142



소개

인간 SH3GL2(Endophilin-A1)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 교차 반응성을 보입니다. 클래트린 매개 엔도사이토시스 및 신경 발달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SH3GL2 Rabbit pAb
비고/별칭	CNSA2; SH3P4; EEN-B1; SH3D2A; SH3GL2
종	인간
GeneID (Human)	6456
GeneID	6456
면역원	인간 SH3GL2 (NP_003017.1)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q99962
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백