


Wb, Elisa용 Anti-Sh3GL3 다클론 항체 - Q99963

품목 번호: CM0026446



소개

WB 및 ELISA 응용 분야에서 SH3GL3(엔도필린-A3)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 샘플과 교차 반응합니다. 재조합 전장 단백질 면역원이 특이성을 보장합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	SH3GL3 토끼 pAb
비고/별칭	CNSA3; EEN-B2; SH3D2C; SH3P13; HsT19371; SH3GL3
종	인간
GeneID (인간)	6457
GeneID	6457
면역원	인간 SH3GL3 (NP_003018.3)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q99963
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백