

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Sh3Pxd2A 다클론 항체 - Q5Tcz1

품목 번호: CM0027011



소개

SH3PXD2A(FISH, TKS5)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다.

사람 및 마우스와 교차 반응합니다.

인보도포디아(invadopodia), 포도솜(podosome) 및 암 침습성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SH3PXD2A 토끼 pAb
비고/별칭	FISH; TKS5; SH3MD1; SH3PXD2A
종	사람
유전자ID (사람)	9644
유전자ID	9644
면역원	제조합 단백질/사람 SH3PXD2A(NP_055446.2)의 아미노산 806-1105에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	Q5TCZ1
단백질 분자량	125kDa
배송 방법	아이스 팩