


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Shank2 폴리클론항체 - Q9Upx8

품목 번호: CM0023681



소개

WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 SHANK2(SH3 및 다중 양키린 반복 도메인 단백질 2)에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 시냅스 조직 및 자폐 스펙트럼 장애에 대한 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SHANK2 Rabbit pAb
비고/별칭	SHANK; AUTS17; CORTBP1; CTTNBP1; ProSAP1; SPANK-3; SHANK2
종	인간
GeneID (Human)	22941
GeneID	22941
면역원	합성 펩타이드 인간 SHANK2 (NP_036441.2)의 아미노산 500-600에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원산지	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UPX8
단백질 분자량	201kDa
배송	아이스백