

Wb, Elisa용 항-Sharpin 토끼 다클론 항체 - Q9H0F6

품목 번호: CM0016554



소개

인간 SHARPIN(SIPL1)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 사용됩니다. 인간, 마우스, 래트에서 SHARPIN을 검출합니다. 예상 밴드 크기는 40 kDa입니다. NF-카파-B 신호전달, 염증 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	SHARPIN 토끼 pAb
비고/별칭	SIPL1; SHARPIN
종	인간
유전자ID (인간)	81858
면역원	인간 SHARPIN (NP_112236.3?)의 아미노산 1-126에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H0F6
단백질 분자량	40kDa
배송 방식	아이스팩