

Wb, Elisa용 Anti-Shb 토끼 단일클론 항체 - Q15464

품목 번호: CM0007634

소개

인간 SHB에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 신호 전달, 혈관 신생 및 세포 사멸 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SHB Rabbit mAb
비고/별칭	bA3J10.2; SHB
종	인간(Human)
GeneID (인간)	6461
GeneID	6461
면역원	인간 SHB (NP_003019.2)의 아미노산 409-509에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q15464
단백질 분자량	55 kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)