

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Shbg 토끼 다클론 항체 - P04278

품목 번호: CM0029574



소개

인간 SHBG에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 호르몬 수송 및 수용체 매개 과정 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SHBG 토끼 pAb
비고/별칭	ABP; SBP; TEBG; SHBG
종	인간
유전자ID (인간)	6462
유전자ID	6462
면역원	인간 SHBG (NP_001031.2)의 아미노산 30-170에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P04278
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백