


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Shc1 폴리클론항체 - P29353

품목 번호: CM0030697



소개

SHC1 Rabbit pAb는 WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 폴리클론항체입니다. 성장인자 및 Ras 경로의 신호 전달 어댑터를 표적으로 하여 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 SHC1 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SHC1 Rabbit pAb
비고/별칭	SHC; SHCA; SHC1
종	인간
유전자 ID (인간)	6464
유전자 ID	6464
면역원	인간 SHC1 (NP_001189788.1)의 아미노산 300-400 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P29353
단백질 분자량	63kDa
배송	아이스팩