

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Shc4 폴리클로날 항체 - Q6S5L8

품목 번호: CM0027138

소개

인간 SHC4 (RaLP/hShcD)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체. WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증됨. 종양 이동 및 침습에 관여하는 흑색종 특이적 어댑터 단백질인 인간 및 마우스 SHC4을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 사양          | 값                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 제품명         | SHC4 Rabbit pAb                                             |
| 비고/별칭       | RaLP, SHCD, SHC4                                            |
| 종           | 인간                                                          |
| 유전자 ID (인간) | 399694                                                      |
| 유전자 ID      | 399694                                                      |
| 면역원         | 인간 SHC4 (NP_976224.3)의 아미노산 1-185에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원산지         | 토끼                                                          |
| 범주          | 폴리클로날 항체                                                    |
| 응용 분야       | WB, IF/ICC, ELISA                                           |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스                                                     |
| SWISS       | Q6S5L8                                                      |
| 단백질 분자량     | 69kDa                                                       |
| 배송          | 아이스백                                                        |