

Wb, Elisa용 Anti-Shh 토끼 다클로날 항체 - Q62226

품목 번호: CM0024348



소개

마우스 소닉 헤지호그(SHH) 단백질에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스, 인간 및 쥐 샘플에 적합합니다. 발생 신호 및 형태 발생 기능 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	SHH Rabbit pAb
비고/고정명	Hx; Dsh; Hhgl; Hxl3; ShhNC; M100081; 9530036O11Rik; SHH
종(Species)	마우스
GeneID	20423
항원(Immunogen)	마우스 SHH (NP_033196.1)의 아미노산 187-187에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼
카테고리	다클로날 항체
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q62226
단백질 분자량	48kDa
배송(Shipping)	아이스 팩