

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ship1 토끼 단일클론 항체 - Q92835

품목 번호: CM0007921



소개

WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA용으로 검증된 SHIP1 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 SHIP1(Q92835)을 표적으로 하며 마우스 및 랫드와 교차 반응성을 나타냅니다. 면역 신호 연구 및 진단 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SHIP1 토끼 mAb
비고/별칭	SHIP; SHIP1; SHIP-1; hp51CN; SIP-145; p150Ship
종	인간
GeneID (Human)	3635
GeneID	3635
면역원	인간 SHIP1(Q92835)의 아미노산 1084-1178에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q92835
단백질 분자량	133kDa
배송	아이스팩