

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Shmt2 토끼 다클론 항체 - P34897

품목 번호: CM0018067



소개

WB, IHC-P, ELISA용 Anti-SHMT2 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스, 랫드 SHMT2를 검출합니다. 일탄소 대사, 미토콘드리아 기능 및 티미딜산 생합성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] SHMT2 토끼 pAb
비고/별칭	GLYA; SHMT; mSHMT; NEDCASB; HEL-S-51e; T2
종	인간
유전자 ID (인간)	6472
유전자 ID	6472
면역원	재조합 단백질 인간 SHMT2(NP_005403.2)의 아미노산 265-504에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P34897
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스백