


Anti-Shoc2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uq13

품목 번호: CM0028899



소개

MAPK 경로의 류신이 풍부한 반복 스캐폴드 단백질인 인간 SHOC2에 대한 고품질 토끼 폴리클론 항체. 웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA에 적합. 인간, 마우스 및 쥐 샘플과 교차 반응.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SHOC2 Rabbit pAb
비고/별칭	SHOC2, SOC2, SUR8, NSLH1, SIAA0862
종	인간
GeneID (Human)	8036
GeneID	8036
면역원	인간 SHOC2 (NP_031399.2)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9UQ13
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스백