

Wb, Elisa용 Anti-Shox 토끼 다클로날 항체 - O15266

품목 번호: CM0022434

소개

인간 SHOX(단신 호메오박스 단백질)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 성장 및 골격 발달 연구를 위해 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SHOX Rabbit pAb
비고/별칭	SS; GCFX; PHOG; SHOXY; SHOX
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	6473
유전자 ID	6473
면역원	인간 SHOX (NP_000442.1)의 아미노산 20-110에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O15266
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)