

Wb, Elisa용 Anti-Shox2 폴리클론항체 - O60902

품목 번호: CM0026953

소개

인간 SHOX2에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와의 교차 반응성을 보입니다. 발달 조절 및 신경 체성감각 처리 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SHOX2 Rabbit pAb
비고/별칭	OG12; SHOT; OG12X; SHOX2
종	인간
GeneID (인간)	6474
GeneID	6474
면역원	제조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O60902
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백