

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Shp1 토끼 단클론 항체 - P29350

품목 번호: CM0003325



소개

WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증된 고품질 항-SHP1 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 SHP1(P29350)을 검출하며 면역 신호 전달 및 조혈 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SHP1 토끼 mAb
비고/별칭	HCP; HCPH; SHP1; SHP-1; HPTP1C; PTP-1C; SHP-1L; SH-PTP1
종	인간
유전자ID (인간)	5777
유전자ID	5777
면역원	합성 펩타이드 인간 SHP1(P29350)의 아미노산 496-595 범위 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P29350
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스백