

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Shp1 토끼 다클로날 항체 - P29350

품목 번호: CM0016687



소개

WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 토끼 anti-SHP1 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 SHP1(68 kDa; SWISS P29350)에 반응합니다. 면역 조절 및 조혈 작용에서의 티로신 인산화효소 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SHP1 Rabbit pAb
비고/별칭	HCP; HCPH; SHP1; SHP-1; HPTP1C; PTP-1C; SHP-1L; SH-PTP1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	5777
GeneID	5777
면역원	인간 SHP1 (NP_002822.2)의 아미노산 100-400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P29350
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스백