


Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Shp2 폴리클로날 항체 - Q06124

품목 번호: CM0016595



소개

WB, IF/ICC, IP 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-SHP2 폴리클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 래트 SHP2와 교차 반응합니다. MAPK 신호 전달, PD-1/PD-L1 축 및 발암성 인산화효소 기능 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] SHP2 Rabbit pAb
비고/별칭	CFC; NSI; JMML; SHP2; BPTP3; PTP2C; METCDS; PTP-ID; SH-PTP2; SH-PTP3; P2
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	5781
면역원	사람 SHP2 (NP_002825.3)의 아미노산 1-460에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 래트 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	Q06124
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스백