


웨스턴 블롯, If/Icc, Elisa용 Anti-Shp2 Rabbit Monoclonal Antibody - Q06124

품목 번호: CM0002934



소개

인간 SHP2(PTPN11)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 SHP2를 인식하여 신호 전달 연구 및 진단 분석법 개발에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	SHP2 Rabbit mAb
비고/별칭	CFC; NS1; JMML; SHP2; BPTP3; PTP2C; METCD5; PTP-1D; SH-PTP2; SH-PTP3
종	인간
GeneID (인간)	5781
GeneID	5781
면역원	합성 펩타이드 인간 SHP2 (Q06124)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q06124
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스백