


Anti-Shp2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - Q06124

품목 번호: CM0007369



소개

이 토끼 단일클론 항체는 MAPK 신호전달의 핵심 인산화효소인 인간 SHP2 (PTPN11)를 표적으로 합니다. WB, IP 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 신호전달 및 질병 메커니즘 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SHP2 Rabbit mAb
비고/별칭	CFC; NS1; JMML; SHP2; BPTP3; PTP2C; METCDS; PTP-ID; SH-PTP2; SH-PTP3
종	Human
Gene ID (Human)	5781
Gene ID	5781
면역원	인간 SHP2 (Q06124)의 아미노산 502-593에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Monoclonal Antibodies
응용	WB, IP, ELISA
Cross Reactivity	Human
SWISS	Q06124
단백질 분자량	68kDa
배송	Ice bag