


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Shp2 토끼 다클론 항체 - Q06124

품목 번호: CM0025317



소개

인체 SHP2(PTPN11)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA 검증을 거쳤습니다. 인간, 마우스 및 쥐(rat) SHP2를 인식하며, 신호 전달, 암 및 누난 증후군(N Noonan syndrome) 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SHP2 토끼 pAb
비고/별칭	CFC; NS1; JMML; SHP2; BPTP3; PTP2C; METCDS; PTP-1D; SH-PTP2; SH-PTP3
종	인간
GeneID (인간)	5781
GeneID	5781
면역원	인간 SHP2(NP_002825.3)의 514-593 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐(rat)
SWISS	Q06124
단백질 무게	68kDa
배송	아이스팩