

Wb 및 Elisa용 Anti-Shp/Nr0B2 토끼 다클로날 항체 - Q15466

품목 번호: CM0023404



소개

SHP/NR0B2 (SWISS Q15466)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 사람, 쥐, 랫트에서 WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 핵 수용체 신호 전달 및 대사 생체 리듬 연구를 위한 필수 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SHP/NR0B2 Rabbit pAb
비고/별칭	SHP; SHP1; SHP/NR0B2
종	사람 (Human)
유전자 ID	8431
면역원	사람 SHP/NR0B2 (NP_068804.1)의 아미노산 1-257에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	Q15466
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백