

Wb 및 Elisa용 항Siae 토끼 다클론 항체 - Q9Hat2

품목 번호: CM0018452

소개

인간 SIAE(시아레이트 O-아세틸에스테라아제)에 대한
고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에
적합하며 시알산 대사, 세포-세포 상호작용 및 종양
생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	SIAE 토끼 pAb
비고/별칭	LSE; AIS6; CSEC; YSG2; CSE-C; SIAE
종	인간
GeneID (인간)	54414
GeneID	54414
면역원	재조합 단백질 (인간 SIAE (NP_733746.1)의 아미노산 270-450에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질).
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9HAT2
단백질 분자량	58kDa
배송 방식	아이스 팩