

Anti-Siah1 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용) - Q8Iuq4

품목 번호: CM0020010



소개

인체 SIAH1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA 검증 완료. 마우스 및 래트와 교차 반응함. 유비퀴틴-프로테아좀 경로 및 암 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SIAH1 토끼 pAb
비고/별칭	BURHAS; SIAH1A; SIAH1
종	인체 (Human)
유전자 ID (인체)	6477
유전자 ID	6477
면역원	인체 SIAH1의 1-313 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 (NP_001006611.1)
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 래트
SWISS	Q8IUQ4
단백질 무게	31 kDa
배송	아이스팩