


Fc용 항Siglec-8 단클론 항체 - Q9Nyz4

품목 번호: CM0010045



소개

인간 Siglec-8에 대한 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석법에 대해 검증되었습니다. 알레르기 및 염증 연구에서 호산구, 호염기구 및 비만세포에서 Siglec-8을 검출하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항인간 Siglec-8 mAb
비고/별칭	SIGLEC8; SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L; 시알산 결합 Ig 유사 력틴 8
종	인간
유전자 ID	27181 (인간)
면역원	재조합 단백질; 인간 Siglec-8 (NP_055257.2)의 아미노산 17-363에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NYZ4
단백질 분자량	44kDa/46kDa/54kDa
배송	아이스 팩